

環境、食品・飲料分析のパートナー

人気の製品をお届けします！

MQuant® 過酸化水素テストは消毒後の残留過酸化水素を制御するのに理想的です。過酸化水素は食品業界で広く使用されている、抗ウイルス、殺菌、および殺菌作用に優れた多目的消毒剤です。

MQuant® 硝酸塩テストは飲料水、プロセス水、廃水、および水族館の飼育水を監視するのに最適です。また、食品（例えばジャガイモなど）中の硝酸塩の測定にも使用できます。試験紙の反応ゾーンとカラースケールを目視で比較することにより、半定量的に測定できます。各試験紙には、亜硝酸イオンの存在下で色が変化する2番目の反応ゾーン（アラートゾーン）もあります。

MQuant® アンモニウムテスト試験紙は試験紙の反応ゾーンをカラースケールと目視比較することにより、アンモニウム濃度を半定量的に測定します。試験紙はサンプルを経済的かつ迅速に、簡易テストとして、アンモニウム濃度を推定するのに最適です。この試験紙は、アンモニウム化合物によって引き起こされる地表水および地下水中の有害な汚染を特定するのに適しています。


Reflectoquant® システムは環境、農業、または水分析の分野で重要な分析を実行するための経済的な、言わばモバイル実験室です。反射率計 RQflex™ 20、専用試験紙、キットで構成されるシステムを使用して、信頼性の高い定量分析を行います（測定項目例：硝酸塩、リン酸塩、カリウムなど）。

注意）RQflex™ システムは関東化学様から販売しています。詳しくは関東化学様にお問い合わせください。

TDF100A-1KT アッセイは酵素法と重量法の組み合わせを使用して、食品の総食物繊維含有量を測定します。

Products stocked at our local warehouses ready for immediate dispatch to support your critical analysis.

カタログ番号	製品名
1100110001	Peroxide Test colorimetric, 0.5-25 mg/L (H ₂ O ₂), MQuant®
1100200001	Nitrate Test colorimetric, 10-500 mg/L (NO ₃ ⁻), MQuant®
1100240001	Ammonium Test colorimetric, 10-400 mg/L (NH ₄ ⁺), MQuant®
1172460001	Reflectometer RQflex™
TDF100A-1KT	Total Dietary Fiber Assay Kit



関連カタログ紹介

water and food analytics

高精度フォトメーターシステム Spectroquant® シリーズ 2021

スクリーニングに最適なシステム

環境水や工場、製造現場の排水・プロセス水の日常管理スクリーニングなど幅広くお使いいただける測光分析機器と試薬をご紹介します！

bit.ly/2Uhz7xg



water and food analytics

簡易分析試験紙・ テストキット 2021

携帯性抜群のモバイル測定

簡易チェックに最適な半定量測定のための試験紙から定量測定が可能なリフレクトフォトメーターをご紹介します！携帯性に優れているので、いつでもどこでも測定できます。

bit.ly/3axTOe8



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2021年7月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/asp

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140

AAM126-2107-PDF-E