


試薬の情報も デジタル管理

分析アプリケーションのための
EMSURE®無機試薬、溶媒



The life science
business of Merck
operates as
MilliporeSigma in
the U.S. and Canada.

Supelco®
Analytical Products

デジタル管理でスマートに

EMSUREシリーズ製品には、デジタル化された製品データと実験室での管理のための新しいスマートラベルが付属しています。独自の包装、最適な安全性、最高の品質、そして国際基準への厳密な準拠に加えて、デジタル化した製品データをご用意しています。あなたの分析ラボでの試薬管理をシンプルに。より簡単なデータアクセス、より高い安全性と利便性、よりシンプルなコンプライアンス、そして信頼できる結果を可能にします。

スマートな製品

信頼できる結果のための信頼できる品質

包括的な品質管理

EMSURE製品は、規制に則った分析および非常に要求の厳しいラボ用途に最適化された、優れた無機および溶媒製品シリーズです。

分析条件を完全にコントロールし、不確実性を排除するために最高水準の品質を提供します。

- 優れたバッチ間一貫性
- 信頼性と再現性のある結果
- 分析コストの削減
- 分析を繰り返させない



“スマート”

詳しくは:

SigmaAldrich.com/smartup



2 スマートな取り扱い

安全性と利便性

独自の包装形態と安全性

包装は安全性、サステナビリティ（持続可能性）、信頼性において基本的な要素です。

EMSUREのボトルと容器は、安全性、利便性、製品保護を最大限に高めるように設計されています。

10リットルを超える容器の場合でも最後の一滴まで安全で汚染のない分注が可能です。

3

スマートラベル

迅速で簡単なデータアクセス


スマートラベルでより良いデータ管理

新しいスマートラベルの特長は、Global Standard One (GS1) 仕様でエンコードされた製品データを含む2Dデータマトリックスバーコードです。ワンタッチで、デジタル化された最新の製品情報入手できます。

データアクセスを容易にする3つの方法から最適なものをお選びください

- **スマートフォンとアプリ:** スマートフォンアプリ「My M Safety」を使用してください
- **バーコードスキャナーとScanNow Webサイト:** 標準のバーコードスキャナーをPCまたはラップトップに接続し、ScanNow Webサイトにアクセスして製品データとドキュメントにアクセスします。
- **LIMSまたはERPシステムから2Dバーコードをスキャン:** 関連製品データを直接入力できます。

ト”な3要素



“My M Safety”
アプリでスキャン

Apple App Storeか
Google Playから
ご利用可能です。

「安全性関連製品と安全性情報」 ページのご案内

メルクおよびシグマ アルドリッチは

- 皆様の業務や研究におけるリスクの低減
- 被害を最小にするための処理
- SDSやセーフティマニュアル

など、安全性最優先の様々な工夫を施した
製品および情報を紹介しています。

sigma-aldrich.com/safety-jp



メルク公式アカウント
友だち追加は
コチラ



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
カタログ
ファインダー



メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2020年7月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved. Original is Lit. No. MK_BR3811EN Ver. 1.0/05/2019

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/asp

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140