



# ラボのリスクに



# 備えましょう

ラボワークの日常の安全確保、リスク回避、緊急処置にご利用いただける製品をご紹介します。




# ラボのリスクに備えましょう

## メルクの安全性関連製品

皆様のラボワークを安全に、作業を簡単に、そして研究資源を無駄にしないようサポートする独創的な製品とパッケージを紹介します。ラボの高い安全性基準にマッチするソリューションをご覧ください。

詳細は以下へ：

<https://bit.ly/4413GsF>



はじめの一步は安全性から

## リスク回避

酸の保管のための  
セーフブレイクボトル  
事故が発生した場合、  
PEコーティングされた  
ガラスボトルは破片や  
化学的火傷からあなた  
を守ります。

化学物質の包装形態を考慮することは被害を防ぐための第一歩です。メルクは危険物のパッケージングと設計に350年の経験を有しており、高い安全基準とアプリケーションを重視した包装形態の製品をご提供しています。特別に開発された製品の包装は、危険を伴うアプリケーションであっても安全に作業いただけるよう考慮されています。



### HDPE ボトル

ガラスに代わる軽量で  
割れない包装資材。  
取り扱いも簡単。



### HDPE、金属、ステンレス スチールコンテナ

大容量の試薬を安全に  
取り扱うために。




### Extran® 洗浄剤

無害で生物分解性の  
サステナブルな洗浄剤。



### シリカゲル

メルクのオレンジ色のゲルは、  
青いシリカゲルで使用される  
発癌性のある二塩化コバルトの  
代わりに、鉄塩ベースの指示薬を  
使用しています。



### HF用ボトル

独創的なボトル形状は、  
HDPEの耐久性と液ダレの  
ない安全なクロージャ  
システムを組み合わせ、  
正確な注ぎ込みとフッ化  
水素酸との接触から守る  
仕組みになっています。

## 日頃の安全のための ツールと製品



危険な化学物質を安全に取り扱うことは、ラボ作業における日常の課題です。メルクは解決策をご提案します！化学薬品、包装材、安全ツール、回収システムなど、専用ツールを用いることで、非常に繊細な作業でも安全で便利、汚染のない作業が可能になります。メルクの専用ツールによって、有害な事故、化学火傷、高額な汚染除去、時間のかかる問題点の解明作業を回避できます。



### 安全な試薬の分注

- ボトル入り溶剤
- 大量の溶媒、酸、塩基溶液



### ボトルオープニングキー

ボトルを開けた瞬間から安全で簡単な取り扱い



### 分注時の安全性を高めます

化学薬品による火傷から作業者の手を保護するため、補助ツールによって2.5リットルのガラス瓶からの分注を簡単・安全にします。



### 安全キャリア

キャリアには、PEフォームのボトル保護とネジ蓋が付いており、万が一の際に有害な化学物質、蒸気、破片との接触を防ぎます。



### GHSラベルセット

自家調製した混合物に安全情報とGHS絵文字でラベルを付けて保管してください。



迅速、簡単、そして効果的

## 試薬の漏洩処理に

安全上のリスクを防ぐためにできることはたくさんあります。しかし、特にガラス瓶や開封済み容器を取り扱うときは、事故はいつでも起こり得ます。重大な傷害を避けるためには、素早くしかし賢明に行動することが重要です。Chemizorb™シリーズでは、試薬のこぼれを素早く確実に吸収し中和するためのワンストップソリューションを提供しています。

### ケミゾーブ吸収剤

刺激性または不快な化学物質の流出を迅速、安全かつ簡単に処理できます。



# 「安全性関連製品と安全性情報」 ページのご案内

メルクおよびシグマ アルドリッチは

- 皆様の業務や研究におけるリスクの低減
- 被害を最小にするための処理
- SDSやセーフティマニュアル

など、安全性最優先の様々な工夫を施した  
製品および情報を紹介しています。

<https://bit.ly/4413GsF>



本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2025年6月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチソリューションズ事業部  
〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階  
製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.com](http://www.merckmillipore.com)  
E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-4531-1140

CHM082A-2506-PDF-E