


ペロブスカイトグレード 高純度無機材料



Sigma-Aldrich® のペロブスカイトグレード高純度無機材料は DMF や DMF:DMSO (1:1) などの溶媒に容易に溶解し、所定の濃度で透明な溶液を得ることができます。空気や湿気に非常に敏感であるため、ガラスアンプルに封入されています。グローブボックス内の不活性ガス雰囲気下で取り扱う必要があります。

- ペロブスカイト太陽電池材料の合成に適しています。
- 太陽電池やLED用の2次元ペロブスカイト合成にも最適です。
- バルク供給のご相談も承っています。

ペロブスカイトグレード製品一覧

製品名	カタログ番号
Cesium bromide, Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	915181-10G
Cesium chloride, Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	914545-5G
Cesium iodide, Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	914819-10G
Lead (II) acetate trihydrate, 99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites	915440-5G
Lead (II) bromide, Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	915696-5G
Lead (II) chloride, Anhydrobeads™, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	914053-5G
Lead (II) iodide, 99.999% trace metals basis, Perovskite grade	900168-5G
Tin (II) iodide, Anhydrobeads™, 99.99% trace metals basis, Perovskite grade	913804-5G

Anhydrobeads™ : 直径約 2 mm (-10 mesh) のビーズ状に加工された無水無機塩類シリーズ



シグマ アルドリッチ 無機・ポリマー材料検索

**3万点以上の
無機・ポリマー製品を
簡単に検索できます。**

- カテゴリや形状で絞り込み検索が可能
- 周期表で無機・有機金属材料の検索が可能
- 3000品目を超える、様々な形状のポリマーも検索が可能



無機・ポリマー材料検索は
<https://bit.ly/periodic-jp>



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2022年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.sigmaaldrich.com/JP/ja

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ
E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8245

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ
E-mail: sialjpcs@merckgroup.com Tel: 03-6756-8275 Fax: 03-6756-8301

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

CHM115B-2209-PDF-E