


MERCK


さらに高純度! Novabiochem® Fmoc アミノ酸



20種類のスタンダードな Fmoc アミノ酸の製品規格が リニューアル!

メルクでは、ペプチド合成で使われるスタンダードな Fmoc アミノ酸について、これまでより厳しい製品規格を設定することにより、基礎研究から、医薬品、化粧品、受託合成まで、さらに安心してお使いいただけるようになりました。少量サイズからバルクサイズまで、幅広いパッケージで提供いたします。

HPLC純度:98.0%以上から99.0%以上へ たった1%の違いが、収率に大きな影響を与えます!



Enantiomeric Purity (エナンチオマー純度)

99.5%以上から99.8%以上へと、これまでよりさらに高いエナンチオマー純度になり、D体の含有量が0.2%以下となります。

その他の不純物の規格もますます充実!

フリーアミノ酸、側鎖非保護アミノ酸、Fmoc-β-Ala-OHや、酢酸エチル、酢酸など、ペプチド合成に影響を及ぼす様々な不純物について、含有量を厳しく規格化しました。アミノ酸の不純物に由来する予期せぬ副反応を、最小限に抑えることが可能です。

Novabiochem製品の最新情報はこちら
www.merckmillipore.jp/NBC


Novabiochemの
Fmoc アミノ酸 製品はこちらで検索!

メルク Fmoc-amino acid

検索

主要 Fmoc アミノ酸 20種

製品番号	製品名	パッケージサイズ		
		25 g	100 g	250 g
852003	Fmoc-Ala-OH	25 g	100 g	250 g
852067	Fmoc-Arg(Pbf)-OH	25 g	100 g	250 g
852044	Fmoc-Asn(Trt)-OH	25 g	100 g	250 g
852005	Fmoc-Asp(OtBu)-OH	25 g	100 g	250 g
852008	Fmoc-Cys(Trt)-OH	25 g	100 g	250 g
852045	Fmoc-Gln(Trt)-OH	25 g	100 g	250 g
852009	Fmoc-Glu(OtBu)-OH	25 g	100 g	250 g
852001	Fmoc-Gly-OH	25 g	100 g	250 g
852032	Fmoc-His(Trt)-OH	25 g	100 g	250 g
852010	Fmoc-Ile-OH	25 g	100 g	250 g
852011	Fmoc-Leu-OH	25 g	100 g	250 g
852012	Fmoc-Lys(Boc)-OH	25 g	100 g	250 g
852002	Fmoc-Met-OH	25 g	100 g	250 g
852016	Fmoc-Phe-OH	25 g	100 g	250 g
852017	Fmoc-Pro-OH	25 g	100 g	250 g
852019	Fmoc-Ser(tBu)-OH	25 g	100 g	250 g
852000	Fmoc-Thr(tBu)-OH	25 g	100 g	250 g
852050	Fmoc-Trp(Boc)-OH	25 g	100 g	250 g
852020	Fmoc-Tyr(tBu)-OH	25 g	100 g	250 g
852021	Fmoc-Val-OH	25 g	100 g	250 g



容量の大きいバルクサイズのお取扱いもございます。

お問い合わせ(テクニカルサービス)
Tel 03-4531-1140



Mail Magazine
メールマガジンご登録はこちらから

www.merckmillipore.jp/wm
QRコードからもご覧頂けます。



メールマガジンではそれぞれの分野の最新の技術情報、製品情報をいち早くお届けします。

Aldrich Chem News (月1回) 有機合成化学・材料科学研究に役立つ最新情報

Analytical News (月1回) 分析の前処理から定性・定量までを網羅する最新情報

Researchfocus (月4回) ライフサイエンス研究者向けの基礎知識から最先端技術まで幅広い情報

Milli-Q News (月1回) 超純水・純水の基礎から最新技術、製品・メンテナンス情報まで水に関する情報

マイクロバイオロジーニュース (月1回) 製薬・環境・食品飲料等の微生物分析に関する最新情報

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaAの登録商標もしくは商標です。本紙記載の内容は2017年11月時点の情報です。© 2017 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス ケミストリー & アナリティカル

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp/bio

お問合せ▶ E-mail: bioinfo@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140 Fax: 03-5434-4859