


所有しないという選択

# Q-Rental



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

**Milli-Q®**  
Lab Water Solutions

# What's Q-Rental ?

「Q-Rental」は、研究スピード、サイクルが加速化し、研究スタイルも多様化しながらも限られた予算と時間で成果を求められる昨今の研究現場において、機器等の購入使用というスタイルが適切なのか？という声にお応えして、必要な時に、必要なものを、必要な期間だけ使うという未来に選択肢を残した新しいラボスタイルを提案します。「Q-Rental」は、メルクの超純水・純水製造装置とアズワン株式会社のレンタルサービスのコラボレーションにより生まれたタイアップ製品です。

## 水質OK

レンタル時に新品の  
消耗品にフル交換

## 短期OK

月単位で必要な時に、  
必要な期間だけ利用

## 買取OK

レンタル期間が終了す  
る際に買取も可能

## Rent or Buy ?

レンタル診断 — セルフチェック  で1つでも該当したら Q-Rental! —

<input type="checkbox"/> 期限付きのプロジェクトなので購入せずに導入したい	<input type="checkbox"/> 運用上の観点から固定資産扱いにはしたくない
<input type="checkbox"/> 長期利用する機器になり得るのか現時点では判断が難しい	<input type="checkbox"/> 見通しが立った際に選択（買取、延長、返却）したい
<input type="checkbox"/> 突然の故障で購入予算がすぐには捻出できない	<input type="checkbox"/> 予算申請から導入までに時間が掛かるのでつなぎで使いたい
<input type="checkbox"/> 購入してから「こんなはずでは…」ということを回避したい	<input type="checkbox"/> デモ評価をして問題ないことを確認してから購入したい
<input type="checkbox"/> 予算都合で要求スペックを落とすという事は避けたい	<input type="checkbox"/> 入札になるが業務に使用したい機器を指定したい

## Q-Rental model



製品名 アズワン品番	Milli-Q IQ 7003 機器分析タイプ (超純水・純水製造装置) お問い合わせください	Milli-Q IQ 7000 機器分析タイプ (超純水製造装置) 3-247-01-66	Elix Essential UV 5 (純水製造装置) 2-5862-02-66
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Milli-Q水・Elix水</li> <li>● 比抵抗値:18.2MΩ.cm</li> <li>● TOC値:≤5ppb</li> <li>● 超純水・純水採水量:2.0 L/min</li> <li>● 純水製造能力:3 L/hr</li> <li>● 使用量目安:45 L/日</li> <li>● 水銀フリーUVランプ</li> <li>● (アシスト)定量採水</li> <li>● 8段階の採水スピード可変</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Milli-Q水</li> <li>● 比抵抗値:18.2MΩ.cm</li> <li>● TOC値:≤5ppb</li> <li>● 超純水採水量:2.0 L/min</li> <li>● 水銀フリーUVランプ</li> <li>● (アシスト)定量採水</li> <li>● 8段階の採水スピード可変</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elix水 (高純水)</li> <li>● 比抵抗値:≥5.0MΩ.cm</li> <li>● 純水製造能力:5 L/hr</li> <li>● 使用量目安:45 L/日</li> <li>● 電気・水道代:1/10 (vs 蒸留器)</li> </ul>
構成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Milli-Q IQ 7003 本体</li> <li>● 初期消耗品</li> <li>● 25Lタンク(殺菌UVランプ付)</li> <li>● Q-POD</li> <li>● E-POD</li> <li>● 減圧弁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Milli-Q IQ 7000 本体</li> <li>● 初期消耗品</li> <li>● Q-POD</li> <li>● 減圧弁 (セントラル用)</li> <li>● J8架台</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Elix Essential UV 5 本体</li> <li>● 初期消耗品</li> <li>● J8架台</li> <li>● 30 Lタンク (殺菌UVランプ付)</li> <li>● 減圧弁</li> </ul>
オプション販売 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> K1リークレス架台</li> <li><input type="checkbox"/> フットペダル</li> <li><input type="checkbox"/> 昇圧ポンプ (供給水&lt;0.1MPa)</li> <li><input type="checkbox"/> Biopak (最終フィルター)</li> <li><input type="checkbox"/> Lcpak (最終フィルター)</li> <li><input type="checkbox"/> EDS-Pak (最終フィルター)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> フットペダル</li> <li><input type="checkbox"/> Biopak (最終フィルター)</li> <li><input type="checkbox"/> Lcpak (最終フィルター)</li> <li><input type="checkbox"/> EDS-Pak (最終フィルター)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 昇圧ポンプ (供給水&lt;0.1MPa)</li> </ul>
設置条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 …供給水:水道水 …接続口: Rc1/2バルブ止め(メス) …供給水圧:0.1-0.3MPa</li> <li>● 排水 …排水口:&gt;φ30A、シンク直接排水</li> <li>● 電源 …電圧:100V 6.0A (3P×1口)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) …480×750 (架台使用時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 …一次純水:Elix水、蒸留水、セントラル純水 …供給水圧:0.01-0.6MPa</li> <li>● 電源 …電圧:100V 3.5A (3P×1口)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) …480×750 (架台使用時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 …供給水:水道水 …接続口: Rc1/2バルブ止め(メス) or 化学水栓 …供給水圧:0.1-0.3MPa</li> <li>● 排水 …排水口:&gt;φ30A、シンク直接排水</li> <li>● 電源 …電圧:100V 1.5A (3P×1口)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) …457×645 (架台使用時)</li> </ul>
レンタル期間	3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 アズワン(株)へ お問い合わせください	¥140,000/月 (¥7,000/日) ¥110,000/月 (¥5,500/日) ¥90,000/月 (¥4,500/日)	¥90,000/月 (¥4,500/日) ¥70,000/月 (¥3,500/日) ¥50,000/月 (¥2,500/日)

※掲載価格は参考金額です。その他のレンタル期間もご利用いただけます。お客様のご要望や設置条件により変動しますので必ずお見積りも取得ください。

	<5 L / 日	<10 L / 日	<45 L / 日
超純水・純水			 <p><b>Milli-Q IQ 7003</b></p>
超純水	 <p><b>Simplicity UV</b></p>	 <p><b>Direct-Q UV 3</b></p>	 <p><b>Milli-Q IQ 7000</b></p>
純水	 <p><b>Milli-DI</b></p>		 <p><b>Elix Essential UV 5</b></p>

▼ 製品についての詳細は、「超純水・純水製造装置 総合カタログ 2019」をご覧ください。



## アズワンなら、 一括レンタルもOK



+


- 環境試験機  
品番：1-3096-06-64  
例：エスベック社の環境試験機 LHU-114
- 洗浄機  
品番：お問い合わせください  
例：ミーレ社の洗浄機 PG8583  
代理店：久保田商事株式会社


			
製品名 アズワン品番	<b>Direct-Q UV 3 (超純水製造装置)</b> 2-7089-11-66	<b>Simplicity UV (超純水製造装置)</b> 1-9428-21-66	<b>Milli-DI (イオン交換水製造装置)</b> 1-4458-01-66
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 超純水 (水道水直結型)</li> <li>● 比抵抗値：18.2MΩ・cm</li> <li>● 採水量：0.5 L/min</li> <li>● 純水製造能力：3 L/hr</li> <li>● 使用量目安：10 L/日</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 超純水 (純水をタンクに手汲み供給)</li> <li>● 比抵抗値：18.2MΩ・cm</li> <li>● 採水量：0.5 L/min</li> <li>● 使用量目安：5 L/日</li> <li>● キャリヤータンク (2.0 L)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 純水 (イオン交換水)</li> <li>● 導電率：&lt;1.0μS/cm</li> <li>● 採水量：0.7 L/min</li> <li>● 使用量目安：数 L/日</li> <li>● イオン交換カートリッジ 再生処理：不要</li> </ul>
構成品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Direct-Q UV 3 本体</li> <li>● 初期消耗品</li> <li>● 漏水検知器</li> <li>● 減圧弁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Simplicity UV 本体</li> <li>● 初期消耗品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Milli-DI キット (スタンド付)</li> <li>● 初期消耗品 (交換用カートリッジ1本含む)</li> </ul>
オプション販売 (☑)	<input type="checkbox"/> ドレンパン <input type="checkbox"/> Biopak	<input type="checkbox"/> ドレンパン	<input type="checkbox"/> Millipak (最終フィルター) <input type="checkbox"/> 採水口フィルターアダプター
設置条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 … 供給水：水道水 … 接続口：Rc1/2/バルブ止め(メス) or 化学水栓 … 供給水圧：0.1-0.3MPa</li> <li>● 排水 … 排水口：&gt;Φ30A、シンク直接排水</li> <li>● 電源 … 電流量：100V 0.7A (3P×1口)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) … 550×605 (ドレンパン使用時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 … 供給水：純水</li> <li>● 電源 … 電流量：100V 0.7A (3P×1口)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) … 550×605 (ドレンパン使用時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供給口 … 供給水：水道水 … 接続口：Rc1/2/バルブ止め(メス) or 化学水栓 … 供給水圧：0.1-0.3MPa</li> <li>● 排水 … 排水口：&gt;Φ30A、シンク直接排水</li> <li>● 電源 … 電流量：9.0V (角型乾電池)</li> <li>● 設置面積 (W×D mm) … 270×250</li> </ul>
レンタル期間	3ヶ月 ¥50,000/月 (¥2,500/日) 6ヶ月 ¥40,000/月 (¥2,000/日) 12ヶ月 ¥30,000/月 (¥1,500/日)	¥40,000/月 (¥2,000/日) ¥25,000/月 (¥1,250/日) ¥15,000/月 (¥750/日)	¥20,000/月 (¥1,000/日) ¥15,000/月 (¥750/日) ¥10,000/月 (¥500/日)

※ 掲載価格は参考金額です。その他のレンタル期間もご利用いただけます。お客様のご要望や設置条件により変動しますので必ずお見積りを取ってください。

## レンタル契約

## レンタル期間中

## レンタル終了



### 1 機器選定

- ご希望の製品をお選びください。仕様はアズワン（AXEL ショップ）でご確認ください。
- レンタル価格とは別に、往復送料と設置・撤去費用が掛かります。

### 2 見積・注文

- ご利用約款にご同意の上、見積依頼、ご注文は販売店もしくはアズワン（AXEL ショップ）経由で、“ご希望機器”、“レンタル期間”、“利用開始日”をお申し付けください。

### 3 納品設置

- ご利用開始日に合わせて設置いたします（設置作業完了日はレンタル開始日）。
- 配送は混載便軒先渡しです（時間指定不可）。

### 4 購入・継続・返却

- 延長、返却される場合はレンタル終了期日前までにご連絡ください。
- 買い取りを希望される場合はアズワンまでご連絡ください。

### ▼ Q-Rental 詳細はこちら

アズワン AXEL ショップ  
axel.as-1.co.jp/



stand by  
Milli-SAT Dealer  
Network

安心してご利用いただくために全国の Milli-SAT 販売店、  
認定技術員がお客様の Q-Rental をサポート！

全国の Milli-SAT 販売店ネットワーク一覧は「超純水・純水製造装置総合カタログ2019」またはWEBでご確認ください。▶

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載価格に消費税は含まれておりません。記載内容は2019年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## メルク株式会社

ライフサイエンス ラボウオーター事業部  
〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F  
製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.com/LW](http://www.merckmillipore.com/LW)  
On-Line: [www.merckmillipore.com/jpts](http://www.merckmillipore.com/jpts)  
Tel: 03-4531-3939 Fax: 03-5434-4875

## アズワン株式会社

サービス営業部 サービスプロモーショングループ  
〒550-8527 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-27  
Q-Rental のことなら >> <http://www.as-1.co.jp>  
お問い合わせ ▶ [tokuchu@so.as-1.co.jp](mailto:tokuchu@so.as-1.co.jp)  
Tel: 06-6447-8623 Fax: 06-6447-8457