

MILLIPLEX®

ヒトサイトカイン / ケモカイン / 成長因子パネル B

NEW

パネルAと組み合わせることで約**100**種類のサイトカイン解析が可能に
豊富なラインナップと対応動物種を誇る MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイキットに待望の新製品が登場。
要望の多いサイトカインアナライズ 48 種類を 1 つのパネルにまとめました。

人気のアナライズが 1 つのパネルに

ヒト サイトカイン パネル 2、3、4、Th17、CD8+ の人気の
あるアナライズを 1 つのパネルにまとめました。
さらに、新規アナライズ **IFN ω** も追加。ご要望を受けて
APRIL も復活しました。

カルタヘナ法非該当に

従来のパネル 2、4、Th17、CD8+ はカルタヘナ該当製品
でしたが、新パネルではバキュロウィルス発現タンパク質を
含まないため、カルタヘナ非該当製品になりました。

感度・サンプル検出性が向上

血清・血漿をサンプルにご使用の場合、多くのアナライズで
従来のパネルより感度・検出性が向上しました。

測定がラクに

血清・血漿をサンプルにご使用の場合、すべてのアナライズ
について同じサンプル調製で測定が可能。

	MILLIPLEX® Human Cytokine / Chemokine / Growth Factor Panel A	MILLIPLEX® Human Cytokine / Chemokine / Growth Factor Panel B
カタログ番号	HCYTA-60K, HCYTA-60K-PX48, HCYTA-60K-PX38	HCYTB-60K, HCYTB-60K-PX48, HCYTB-60K-PX38
アナライズ数	最大 48	最大 48
アナライズ	sCD40L, EGF, Eotaxin, FGF-2, FLT-3L, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO α, IFN α 2, IFN γ, IL-1 α, IL-1 β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-17F, IL-18, IL-22, IL-27, IP-10, MCP-1, MCP-3, M-CSF, MDC, MIG, MIP-1 α, MIP-1 β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, TGF α, TNF α, TNF β, VEGF-A	6Ckine, sCD137, sFas, sFasL, APRIL, BAFF, BCA-1, CCL28, CTACK, CXCL16, ENA-78, Eotaxin-2, Eotaxin-3, GCP-2, Granzyme A, Granzyme B, HMGB1, I-309, IFN β, IFN ω, IL-11, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-24, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, IL-34, IL-35, I-TAC, LIF, Lymphotoxin, MCP-2, MCP-4, MIP-1 δ, MIP-3 α, MIP-3 β, MPIF-1, Perforin, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP
サンプルタイプ	血清、血漿、細胞 / 組織培養上清	

MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイキット


2022 年度価格表

ダウンロードはこちら <https://bit.ly/catalogRBM124>




MILLIPLEX® キットは ISO 9001-2015 準拠施設で製造されています。
使用は研究用途に限り、臨床または医療診断目的で使用することはできません。

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.




より多くのアナライトをより高感度に測定



MILLIPLEX® ヒトサイトカイン / ケモカイン / 成長因子パネル A を用いて、健康者の血清 / 血漿サンプル (BioIVT より入手) および敗血症患者の血清 / 血漿サンプル (BioIVT、Discovery、BioChemed より入手) を希釈せずに (25 µL/ ウェル) 測定した結果。

健康者の血清 / 血漿サンプル、N = 20。

敗血症の血清 / 血漿サンプル、N = 16。




MILLIPLEX® ヒトサイトカイン / ケモカイン / 成長因子パネル B を用いて、健康者血清 (n = 10)、血漿 (n = 10)、敗血症患者の血清 (n = 9)、乾癬患者の血清 (n = 7)、関節リウマチ患者の血清・血漿 (n = 12) および大腸がん患者の血清 (n = 9) を測定した結果。



詳細は Web サイトをご覧ください。 <https://bit.ly/milliplexfeatures>



MILLIPLEX® キットは ISO 9001-2015 準拠施設で製造されています。使用は研究用途に限り、臨床または医療診断目的で使用することはできません。



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格 (税別) です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2022年11月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2022 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス サイエンス & ラボソリューションズ事業本部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/bio

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140

RBM332-2211-PDF-M